




French leader in electrosurgery since 1947

ÉLEMENTS DU RESECTOSCOPE : CHEMISE DE RESECTION QUICKLOCK OBTURATEUR – MANDRIN OPTIQUE & EVACUATEUR



Résection double flux sous irrigation saline destinée à la chirurgie gynécologique (hystérorésection) et urologique (RTUP/RTUV)

Références: voir liste annexée

PLASMA
EDGE

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France

Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Générale	
Marquage CE	CE0459/ CE (pour l'évacuateur)
Classification du DM	Ila/ I (pour l'évacuateur)
Code GMDN	37086 (Endoscope sheath, reusable) 35692 (Rigid endoscope obturator) 37143 (Bladder evacuator, reusable)
Conformité aux normes	EN ISO 10993-1 ; EN ISO 17664 ;
Matériaux	Matériaux en contact avec le patient : <ul style="list-style-type: none"> Acier inoxydable Céramique Matériaux sans contact avec le patient : <ul style="list-style-type: none"> Surmoulage : PEEK O-ring : DF801(FKM) or EPDM
Toxicité, Allergie	Sans latex - Sans DEHP - Sans Halogène Conformité RoHS et REACH
Packaging	Un ou deux types de dispositifs par boîte
Sterilisation	- Décontamination par trempage - Nettoyage manuel - Stérilisation à la vapeur à 134°C (273°F) / 18 minutes
Patient	Uniquement à destination des patients adultes
Caractéristiques	
Caractéristiques	
Charrière résectoscope	CH 24/26 CH 14,9/15
Conditions environnementales pour le transport et le stockage	
Plage de température	Sans précaution particulière
Humidité	A l'abri dans un endroit sec
Compatibilité	
Poignée	LAMIDEY NOURY
Optique	4 types: STORZ, OLYMPUS, WOLF, GYNECARE
Electrode	4 modèles électrodes Lamidey Noury : Side Load, GY, Universelle, Front Load

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947






Codes (Ref)	Description
<p>VX12PR400</p> <p>Chemise externe QuickLock- 2 robinets Chemise interne QuickLock- sans robinet</p> <p>Taille : 24/26 CH Optique compatible : Storz – Wolf – Gynecare - 4mm (STD) Longueur de travail :195,6mm</p>	
<p>VX12PR300</p> <p>Chemise externe QuickLock- 2 robinets Chemise interne QuickLock- sans robinet</p> <p>Taille : 24/26 CH Optique compatible : Olympus - 4mm (OL) Longueur de travail : 183,4mm</p>	
<p>VX12PR410</p> <p>Chemise externe QuickLock- 1 robinet Chemise interne QuickLock- 1 robinet</p> <p>Taille : 24/26 CH Optique compatible : Storz – Wolf – Gynecare - 4mm (STD) Longueur de travail : 190,2mm</p>	
<p>VX12PR310</p> <p>Chemise externe QuickLock- 1 robinet Chemise interne QuickLock- 1 robinet</p> <p>Taille : 24/26 CH Optique compatible : Olympus - 4mm (OL) Longueur de travail : 179,4mm</p>	

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

<i>Codes (Ref)</i>	<i>Description</i>
VX12PR405 <i>Mandrin optique - STD</i> <i>Taille : 24/26 CH</i>	
VX12PR404 <i>Obturateur - STD</i> <i>Taille : 24/26 CH</i>	
VX12PR315 <i>Mandrin optique - OL</i> <i>Taille : 24/26 CH</i>	
VX12PR314 <i>Obturateur - OL</i> <i>Taille : 24/26 CH</i>	
VX12PR406 <i>Evacuateur- STD - OL</i> <i>Taille : 24/26 CH</i>	

LAMIDEY NOURY MEDICAL




Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France

Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Codes (Ref)	Description
<p>VX05PR400</p> <p><i>Chemise externe QuickLock- 2 robinet</i> <i>Chemise interne QuickLock- 1 robinet</i></p> <p><i>Taille : 14,9/15 CH</i> <i>Optique compatible : Storz – 2,9mm</i> <i>Longueur de travail : 196.4 mm</i></p>	
<p>VX05PR404</p> <p><i>Obturateur</i></p> <p><i>Taille : 14,9/15 CH</i></p>	
<p>VX05PR406</p> <p><i>Evacuateur</i></p> <p><i>Taille : 14,9/15 CH</i></p>	

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France


Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Compatibilité chemise CH24/26 – STD



LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France


Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Compatibilité chemise CH24/26 – OL



LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France


Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Compatibilité chemise CH14,9/15



LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France

Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A