




French leader in electrosurgery since 1947

POIGNÉES POUR ÉLECTRODES DE RÉSECTION BIPOLAIRE SIDE LOAD & 15Fr REUTILISABLES



Composant d'assemblage d'un endoscope rigide destiné à assister l'introduction d'une électrode bipolaire d'endothérapie dans un endoscope rigide approprié. Elle peut fournir une activation active ou passive de la coupe à l'électrode.

Références: voir liste annexée

PLASMA

EDGE



LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France

Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

| Générale | |
|---|---|
| Marquage CE | CE |
| Classification du DM | I |
| Code GMDN | 37 085 |
| Conformité aux normes | EN 62366 ; EN ISO 17664 |
| Matériaux | Matériaux sans contact avec le patient <ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • PTFE |
| Toxicité, Allergie | Sans latex - Sans DEHP - Sans Halogène Conformité REACH |
| Packaging | En blister et/ou boîte |
| Retraitement | - Décontamination par trempage - Nettoyage manuel - Stérilisation à la vapeur à 134°C (273°F) / 18 minutes |
| Patient | Uniquement à destination des patients adultes |
| Caractéristiques | |
| Caractéristiques | |
| Type de poignée | Active ou passive |
| Tension assignée | N/A (dispositif sans connexion électrique) |
| Conditions environnementales pour le transport et le stockage | |
| Plage de température | Sans précaution particulière |
| Humidité | A l'abri dans un endroit sec |
| Compatibilité | |
| Electrode de résection bipolaire | Voir la fiche technique des électrodes de résection SIDE LOAD et FRONT LOAD |
| Compatibilité résecteur | 4 types: STORZ ; OLYMPUS ; LAMIDEY NOURY ; WOLF; GYNECARE |

LAMIDEY NOURY MEDICAL





Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France

Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

| Codes (Ref) | Description |
|--|---|
| <p>V12PR10G</p> <p>Poignée bipolaire passive – ronde Pour résecteur Storz 24/26 Fr avec bague conique</p> |  |
| <p>V12PR11G</p> <p>Poignée bipolaire active – ronde Pour résecteur Storz 24/26 Fr avec bague conique</p> |  |
| <p>V12PR60</p> <p>Poignée bipolaire passive – ronde Pour résecteur Storz 19/22 Fr avec bague conique</p> |  |
| <p>V12PR61</p> <p>Poignée bipolaire active – ronde Pour résecteur Storz 19/22 Fr avec bague conique</p> |  |

LAMIDEY NOURY MEDICAL





Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France

Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

| <i>Codes (Ref)</i> | <i>Description</i> |
|---|---|
| <p>V12PR30</p> <p>Poignée bipolaire passive – ronde Pour résecteur OLYMPUS 24/26 Fr avec bague conique</p> |  |
| <p>V12PR31</p> <p>Poignée bipolaire active – ronde Pour résecteur OLYMPUS 24/26 Fr avec bague conique</p> |  |
| <p>V12PR50</p> <p>Poignée bipolaire passive – ronde Pour résecteur WOLF 24/26 Fr avec bague conique</p> |  |
| <p>V12PR51</p> <p>Poignée bipolaire active – ronde Pour résecteur WOLF 24/26 Fr avec bague conique</p> |  |

LAMIDEY NOURY MEDICAL





Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France

Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

| Codes (Ref) | Description |
|---|---|
| <p>V12PR40</p> <p>Poignée bipolaire passive – ronde Pour résecteur LAMIDEY NOURY 24/26 Fr sans bague conique</p> |  |
| <p>V12PR41</p> <p>Poignée bipolaire active – ronde Pour résecteur LAMIDEY NOURY 24/26 Fr sans bague conique</p> |  |
| <p>VX12PR10G</p> <p>Poignée bipolaire universelle passive - ronde Pour résecteur Storz 24/26 Fr sans bague conique</p> |  |
| <p>VX12PR11G</p> <p>Poignée bipolaire universelle active - ronde Pour résecteur Storz 24/26 Fr sans bague conique</p> |  |

LAMIDEY NOURY MEDICAL





Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France

Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

| Codes (Ref) | Description |
|---|---|
| <p>VX12PR40</p> <p>Poignée bipolaire universelle passive- ronde Pour résecteur LAMIDEY NOURY 24/26 Fr STD – Optique Storz sans bague conique</p> |  |
| <p>VX12PR41</p> <p>Poignée bipolaire universelle active - ronde Pour résecteur LAMIDEY NOURY 24/26 Fr STD – Optique Storz sans bague conique</p> |  |
| <p>VX12PR30</p> <p>Poignée bipolaire universelle passive - ronde Pour résecteur LAMIDEY NOURY 24/26 Fr OL sans bague conique</p> |  |
| <p>VX12PR31</p> <p>Poignée bipolaire universelle active- ronde Pour résecteur LAMIDEY NOURY 24/26 Fr OL sans bague conique</p> |  |

LAMIDEY NOURY MEDICAL




Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France

Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

| Codes (Ref) | Description |
|---|---|
| <p>VX12PR50</p> <p>Poignée bipolaire universelle passive - ronde Pour résecteur LAMIDEY NOURY 24/26 Fr STD – Optique Wolf sans bague conique</p> |  |
| <p>VX12PR51</p> <p>Poignée bipolaire universelle active- ronde Pour résecteur LAMIDEY NOURY 24/26 Fr STD – Optique Wolf sans bague conique</p> |  |
| <p>V12PRGY</p> <p>Poignée bipolaire GY passive - ronde Pour résecteur LAMIDEY NOURY 24/26 Fr STD – Optique Storz ou pour résecteur Gynecare 24/26 Fr – Optique Gynecare sans bague conique</p> |  |

LAMIDEY NOURY MEDICAL





Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France

Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

| Codes (Ref) | Description |
|--|---|
| <p>VX12PR30H Poignée bipolaire universelle passive - ronde Pour résecteur OLYMPUS 24/26 Fr sans bague conique</p> |  |
| <p>VX12PR31H Poignée bipolaire universelle active - ronde Pour résecteur OLYMPUS 24/26 Fr sans bague conique</p> |  |
| <p>VX12PR50W Poignée bipolaire universelle passive - ronde Pour résecteur WOLF 24/26 Fr sans bague conique</p> |  |
| <p>VX12PR51W Poignée bipolaire universelle active- ronde Pour résecteur WOLF 24/26 Fr sans bague conique</p> |  |

LAMIDEY NOURY MEDICAL




Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France

Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

| Codes (Ref) | Description |
|--|---|
| <p>V12PR10G1</p> <p>Poignée bipolaire passive - Carrée Pour résecteur Storz 24/26 Fr avec bague conique</p> |  |
| <p>V12PR11G1</p> <p>Poignée bipolaire active - Carrée Pour résecteur Storz 24/26 Fr avec bague conique</p> |  |
| <p>VX05PR10F</p> <p>Poignée bipolaire passive Chargement frontal Pour résecteur Storz 14,9/16 Fr</p> |  |

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France

Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A