



French leader in electrosurgery since 1947

ELECTRODES BIPOLAIRES RÉUTILISABLE POUR RÉSECTOSCOPE À FLUX CONTINU



**Coupe, coagulation, vaporisation et énucléation électrochirurgicale
destinées à la chirurgie gynécologique (hystérorésection) et
urologique (RTUP/RTUV)**

Références: voir liste annexée

PLASMA

EDGE



LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947





Générale	
Marquage CE	CE0459
Classification du DM	IIb
Code GMDN	61873
Conformité aux normes	CEI 60601-1; CEI 60601-2-2; CEI 60601-1-6; CEI 60601-2-18 ; EN ISO 10993-1; EN ISO 17664
Matériaux	Matériaux en contact avec le patient : <ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • Gainage électrode: Fluoropolymère • Surmoulage: Polypropylène PG370 AS • Fil : W • Isolant électrique en céramique • Joint Silicone Matériaux sans contact avec le patient : <ul style="list-style-type: none"> • Surmoulage ISPLEN PP 080 • Câble silicone • Conducteurs cuivre • Fiches en laiton nickelé
Toxicité, Allergie	Sans latex - Sans DEHP - Sans Halogène Conformité RoHS et REACH
Packaging	En blister sous sachet scellé, par boîte de 5 articles
Retraitement	Nettoyage manuel et stérilisation à la vapeur d'eau 5 cycles de retraitement maximum
Patient	Uniquement à destination des patients adultes
Caractéristiques	
Caractéristiques	
Tension assignée	700 Vc
Dimension produit (L x l x h mm)	286 x 7 x 6.5
Conditions environnementales d'utilisation	
Plage de température	30°C – 37°C
Fluide	Utilisé sous irrigation dans une solution saline NaCl 0.9%
Conditions environnementales pour le transport et le stockage	
Plage de température	Sans conditions particulières
Humidité	A l'abri dans un endroit sec
Compatibilité	
Générateur	Compatible avec LNM unité MCB 3 ^{ème} génération
Poignée	Voir la fiche technique des poignées SIDE LOAD

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Codes (Ref) (Injection de forme ronde)	Description
<p>VXPR1</p> <p>Anse de résection bipolaire universelle réutilisable 30°, fil Ø0.28mm (boucle fine)</p> <p>Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Code couleur </p>	
<p>VXPR2</p> <p>Anse de résection bipolaire universelle réutilisable 30°, fil Ø0.38mm (boucle épaisse)</p> <p>Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Code couleur </p>	


LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Compatibilité Universelle ronde réutilisable CH24/26




LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
 Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
 RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Compatibilité Universelle ronde réutilisable CH24/26



LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
 Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
 RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A