



French leader in electrosurgery since 1947

ELECTRODES BIPOLAIRES COMPATIBLE GYNECARE SIDE LOAD & 5Fr POUR RÉSECTOSCOPE À FLUX CONTINU



**Coupe, coagulation et vaporisation électrochirurgicale destinées à
la chirurgie gynécologique (hystérorésection)**

Références: voir liste annexée

PLASMA

EDGE



LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947










Générale	
Marquage CE	CE0459
Classification du DM	IIb
Code GMDN	61872
Conformité aux normes CEI	CEI 60601-1; CEI 60601-2-2; CEI 60601-1-6; CEI 60601-2-18 ; EN ISO 10993-1; EN ISO 11135-1
Matériaux	<p>Matériaux en contact avec le patient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • Gainage électrode: Fluoropolymère • Surmoulage: Polypropylène PG370 AS • Fil : W • Fil électrode 5Fr : Pt/Ir • Isolant électrique en céramique • Joint Silicone <p>Matériaux sans contact avec le patient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surmoulage ISPLEN PP 080 • Câble PVC • Conducteurs cuivre • Fiches en laiton nickelé
Toxicité, Allergie	Sans latex - Sans DEHP - Sans Halogène Conformité RoHS et REACH
Packaging	En blister sous sachet scellé, par boîte de 5 articles
Stérilisation	EtO (Oxyde d'Ethylène)
Patient	Uniquement à destination des patients adultes
Caractéristiques	
Caractéristiques	
Tension assignée	700 Vc (anse) / 645 Vc (électrode 5Fr)
Dimension produit (L x l x h mm)	289 x 7 x 6.5 (anse) / 445 x 43 x 12.5 (électrode 5Fr)
Conditions environnementales d'utilisation	
Plage de température	30°C – 37°C
Fluide	Utilisé sous irrigation dans une solution saline NaCl 0.9%
Conditions environnementales pour le transport et le stockage	
Plage de température	10°C-30°C
Humidité	A l'abri dans un endroit sec
Compatibilité	
Générateur	<p>Compatible avec LNM unité MCB / OPTIMA/SEAL Compatible avec les générateurs Gynecare Versapoint VPI et VP II Adaptateurs LNM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - V11KA95 pour électrode compatible Gynecare de 2.5mm - V11KA99 pour électrode compatible Gynecare de 4mm - V11KA97 pour électrode bipolaire 5Fr
Poignée	Voir la fiche technique des poignées Gynecare L'électrode 5Fr ne nécessite pas de poignée

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947










Codes (Ref) (Injection de forme ronde)	Description	Adaptateurs
<p>VRUGD</p> <p>Anse de résection bipolaire droite 4mm GY fil Ø0.28mm (boucle super épaisse) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr) Compatible Générateur VPII Nouveau produit sans équivalence dans la gamme Gynecare</p> <p>Générateurs LNM Code couleur </p>		<p>V11KA99</p> 
<p>VRUGN</p> <p>Electrode bipolaire couteau 4mm GY fil Ø 0.38mm (épais) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr) Compatible Générateur VPII Nouveau produit sans équivalence dans la gamme Gynecare</p> <p>Générateurs LNM Code couleur </p>		
<p>VRUGV</p> <p>Electrode bipolaire de vaporisation 4mm GY Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr) Ø : 3.05mm Compatible Générateur VPII Nouveau produit sans équivalence dans la gamme Gynecare</p> <p>Générateurs LNM Code couleur </p>		

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Codes (Ref) (Injection de forme ronde)	Description	Adaptateurs
<p>VRUG4</p> <p>Anse de résection bipolaire 4mm GY, fil Ø0.38mm (boucle épaisse)</p> <p>Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Compatible Générateur VP11</p> <p>Equivalent Gynecare 4mm de coupe</p> <p>Ref : 01942</p> <p>Générateurs LNM Code couleur </p>		<p>V11KA99</p> 
<p>VRUG25</p> <p>Anse de résection bipolaire 2,5mm GY fil Ø0.28mm (boucle fine)</p> <p>Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Compatible Générateur VP11</p> <p>Equivalent à l'électrode Gynecare boucle de coupe 2,5mm ref : 01985</p> <p>Générateurs LNM Code couleur </p>		<p>V11KA95</p> 
<p>VTW</p> <p>Electrode de résection 5Fr GYY</p> <p>3 fils Ø0.15mm(torsade)</p> <p>Taille : 5Fr (pour résectoscope 5Fr)</p> <p>Générateur VPI & VP11</p> <p>Equivalent à l'électrode Twizzle Gynecare ref : 00467</p> <p>Générateurs LNM Code couleur </p>		<p>V11KA97</p> 


LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Compatibilité Gynecare



LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A