



French leader in electrosurgery since 1947

ELECTRODES BIPOLAIRES SIDE LOAD UNIVERSELLES



Coupe, coagulation, vaporisation et énucléation électrochirurgicale destinées à la chirurgie gynécologique (hystérorésection) et urologie (RTUP / RTUV)

Références: voir liste annexée

PLASMA EDGE



LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Générale	
Marquage CE	CE0459
Classification du DM	IIb
Code GMDN Code	61872
Conformité aux normes	CEI 60601-1; CEI 60601-2-2; CEI 60601-1-6; CEI 60601-2-18 ; EN ISO 10993-1; EN ISO 11135-1
Matériaux	<p>Matériaux en contact avec le patient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • Gainage électrode: Fluoropolymère • Surmoulage: Polypropylène PG370 AS • Fil : W • Isolant électrique en céramique • Joint Silicone <p>Matériaux sans contact avec le patient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surmoulage ISPLEN PP 080 • Câble PVC • Conducteurs cuivre • Fiches en laiton nickelé
Toxicité, Allergie	Sans latex - Sans Halogène - Sans DEHP dans les matériaux en contact avec le patient Conformité RoHS et REACH
Packaging	En blister sous sachet scellé, par boîte de 5 articles
Stérilisation	EtO (Oxyde d'Ethylène)
Patient	Uniquement à destination des patients adultes
Caractéristiques	
Caractéristiques	
Tension assignée	700 Vc
Dimension produit (L x l x h mm)	287.5 x 7 x 6.5 (Side Load) 286 x 7 x 6.5 (Universelle)
Conditions environnementales d'utilisation	
Plage de température	30°C – 37°C
Fluide	Utilisé sous irrigation dans une solution saline NaCl 0.9%
Conditions environnementales pour le transport et le stockage	
Plage de température	10°C – 30°C
Humidité	A l'abri dans un endroit sec
Compatibilité	
Générateur	Compatible avec LNM unité MCB / OPTIMA / SEAL
Poignée	Voir la fiche technique des poignées SIDE LOAD

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Différence entre une électrode SIDE LOAD et une électrode Universelle

1/ ANGULATION

- ❖ Electrode Side Load (ronde ou carrée)



- ❖ Electrode universelle



La position de l'angulation arrière de l'électrode ainsi que l'amplitude de l'angulation varie entre les deux modèles electrode de resection bipolaire.

2/ Joint silicone gris



Joint silicone gris actuel
SIDE LOAD Ronde ou carrée











Nouveau joint silicone gris
SIDE LOAD Universelle

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A

French leader in electrosurgery since 1947

Codes (Ref) (Injection de forme ronde)	Description
<p>VXRU0</p> <p>Anse de résection bipolaire universelle à usage unique 30°, fil Ø0.38mm (boucle super épaisse) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Code couleur </p>	
<p>VXRU010</p> <p>Anse de résection bipolaire universelle à usage unique, fil Ø0.38mm (boucle épaisse) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Code couleur </p>	
<p>VXRU1</p> <p>Anse de résection bipolaire universelle à usage unique 30°, fil Ø0.28mm (boucle fine) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Code couleur </p>	
<p>VXRU111</p> <p>Anse de résection bipolaire universelle à usage unique 30°, fil Ø0.28mm (boucle large et fine) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Code couleur </p>	

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A

French leader in electrosurgery since 1947

<p>VXRU2</p> <p>Anse de résection bipolaire universelle à usage unique 30°, fil Ø0.38mm (boucle épaisse) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Code couleur </p>	
<p>Codes (Ref) (Injection de forme ronde)</p>	<p>Description</p>
<p>VXRUB</p> <p>Anse de résection bipolaire universelle à usage unique 30°, fil Ø0.38mm (boucle super épaisse) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Code couleur </p>	
<p>VXRUN</p> <p>Single use needle, for universal bipolar resection Ø0.38mm wire (thick loop) Size 24Fr (for resectoscope 26Fr)</p> <p>Code couleur </p>	
<p>VXRUV</p> <p>Electrode de résection bipolaire universelle de vaporization à usage unique, Ø : 3.05mm Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Code couleur </p>	

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A




French leader in electrosurgery since 1947

VXRUE

Electrode de résection bipolaire universelle d'énucléation à usage unique, fil Ø 0.5mm

Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)

Code couleur



LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France


Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Compatibilité Universelle ronde CH24/26




Storz CH24/26



Storz 4mm




VX12PR10G
VX12PR11G




LNM CH24/26 STD
VX12PR400
VX12PR410



Storz 4mm




VX12PR40
VX12PR41




Wolf CH24/26



Wolf 4mm




VX12PR50W
VX12PR51W



LNM CH24/26 STD
VX12PR400
VX12PR410



Wolf 4mm



VX12PR50
VX12PR51

VXRU0
VXRU010
VXRU1
VXRU111
VXRU2
VXRUB
VXRUN
VXRUV
VXRUE

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson •


Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Compatibilité Universelle ronde CH24/26



LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France

Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A