



French leader in electrosurgery since 1947



ELECTRODES BIPOLAIRES SIDE LOAD POUR RESECTOSCOPE A FLUX CONTINU

**Coupe, coagulation, vaporisation et énucléation électrochirurgicale
destinées à la chirurgie gynécologique (hystérorésection) et
urologique (RTUP/RTUV)**

Références: voir liste annexée

PLASMA

EDGE



LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Générale	
Marquage CE	CE0459
Classification du DM	IIb
Code GMDN	61872
Conformité aux normes	CEI 60601-1; CEI 60601-2-2; CEI 60601-1-6; CEI 60601-2-18 ; EN ISO 10993-1; EN ISO 11135-1
Matériaux	<p>Matériaux en contact avec le patient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • Gainage électrode: Fluoropolymère • Surmoulage: Polypropylène PG370 AS • Fil : W • Isolant électrique en céramique • Joint Silicone <p>Matériaux sans contact avec le patient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surmoulage ISPLEN PP 080 • Câble PVC • Conducteurs cuivre • Fiches en laiton nickelé
Toxicité, Allergie	Sans latex - Sans Halogène - Sans DEHP dans les matériaux au contact du patient Conformité RoHS et REACH
Packaging	En blister sous sachet scellé, par boîte de 5 articles
Stérilisation	EtO (Oxyde d'Ethylène)
Patient	Uniquement à destination des patients adultes
Caractéristiques	
Caractéristiques	
Tension assignée	700 Vc
Dimension produit (L x l x h mm)	287.5 x 7 x 6.5 (Side Load) 286 x 7 x 6.5 (Universelle)
Conditions environnementales d'utilisation	
Plage de température	30°C – 37°C
Fluide	Utilisé sous irrigation dans une solution saline NaCl 0.9%
Conditions environnementales pour le transport et le stockage	
Plage de température	10°C – 30°C
Humidité	A l'abri dans un endroit sec
Compatibilité	
Générateur	Compatible avec LNM unité MCB / OPTIMA / SEAL
Poignée	Voir la fiche technique des poignées SIDE LOAD

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A




French leader in electrosurgery since 1947

Différence entre une électrode SIDE LOAD et une électrode Universelle

❖ Electrode Side Load



❖ Electrode universelle











La position de l'angulation arrière de l'électrode ainsi que l'amplitude de l'angulation varie entre les deux modèles d'électrode de résection bipolaire.

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947









Codes (Ref) (Injection de forme ronde / carrée)	Description
<p>VRU0 / VRU01</p> <p>Anse de résection bipolaire à usage unique 30°, fil Ø0.38mm (boucle super épaisse) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Code couleur </p>	
<p>VRU010 / VRU011</p> <p>Anse de résection bipolaire à usage unique, fil Ø0.38mm (boucle épaisse) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Code couleur </p>	
<p>VRU1 / VRU11</p> <p>Anse de résection bipolaire à usage unique 30°, fil Ø0.28mm (boucle fine) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Code couleur </p>	
<p>VRU111 (carrée)</p> <p>Anse de résection bipolaire à usage unique 30°, fil Ø0.28mm (boucle fine) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Code couleur </p>	

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947







Codes (Ref) (Injection de forme ronde / carrée)	Description
<p>VRU2 / VRU21</p> <p>Anse de résection bipolaire à usage unique 30°, fil Ø0.38mm (boucle épaisse)</p> <p>Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Code couleur </p>	
<p>VRU3 / VRU31</p> <p>Anse de résection bipolaire à usage unique 30°, fil Ø0.38mm (boucle épaisse)</p> <p>Taille : 19Fr (pour résectoscope 22Fr)</p> <p>Code couleur </p>	
<p>VRU4</p> <p>Electrode couteau à usage unique, fil Ø 0.38mm (épais)</p> <p>Taille : 19Fr (pour résectoscope 22Fr)</p> <p>Code couleur </p>	
<p>VRUB / VRUB1</p> <p>Electrode boule à usage unique</p> <p>Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</p> <p>Ø de la boule : 3mm</p> <p>Code couleur </p>	

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Codes (Ref) (Injection de forme ronde / carrée)	Description
<p>VRUN / VRUN1 <i>Electrode couteau à usage unique, fil Ø 0.38mm (épais)</i> <i>Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</i></p> <p>Code couleur </p>	
<p>VRUV / VRUV1 <i>Electrode à usage unique de vaporisation</i> <i>Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</i> <i>Ø : 3.05mm</i></p> <p>Code couleur </p>	
<p>VRUE / VRUE1 <i>Electrodes à usage unique d'énucléation, fil Ø 0.5mm</i> <i>Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</i></p> <p>Code couleur </p>	


LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Compatibilité SIDE ronde CH24/26






LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A




French leader in electrosurgery since 1947

Compatibilité SIDE ronde CH20/22



Compatibilité SIDE carrée CH20/22



LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947


Compatibilité SIDE carrée CH24/26



Storz CH24/26



Storz 4mm



V12PR10G1
V12PR11G1



VRU01
VRU011
VRU11
VRU111
VRU21
VRUB1
VRUE1
VRUN1
VRUV1

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A