



French leader in electrosurgery since 1947

ELECTRODES BIPOLAIRES FRONT LOAD POUR RESECTOSCOPE A FLUX CONTINU



**Coupe, coagulation, vaporisation et énucléation électrochirurgicale
destinées à la chirurgie gynécologique (hystérorésection) et
urologique (RTUP/RTUV).**

Références: voir liste annexée

PLASMA **EDGE**



LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Générale	
Marquage CE	CE0459
Classification du DM	IIb
Code GMDN	61872
Conformité aux normes CEI	CEI 60601-1; CEI 60601-2-2; CEI 60601-1-6; CEI 60601-2-18; EN ISO 10993-1; EN ISO 11135-1
Matériaux	<p>Matériaux en contact avec le patient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • Gainage électrode: Fluoropolymère • Surmoulage bloc optique CH26: Polypropylène PG370 • Surmoulage bloc optique CH15 : PEEK • Fil : W • Isolant électrique en céramique pour les électrodes CH26 • Isolant électrique en PTFE pour les électrodes CH 15 <p>Matériaux sans contact avec le patient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surmoulage ISPLEN PP 080 • Câble silicone • Conducteurs cuivre
Toxicité, Allergie	Sans latex - Sans DEHP - Sans Halogène Conformité RoHS et REACH
Packaging	En blister sous sachet scellé, par boîte de 5 articles
Stérilisation	EtO (Oxyde d'Éthylène)
Patient	Uniquement à destination des patients adultes
Caractéristiques	
Caractéristiques	
Tension assignée	700 Vc
Dimensions du produit (L x l x h mm)	<p>Compatible Storz: 288.5 x 7 x 6.5</p> <p>Compatible Storz (15Fr) : 289 x 3,5 x 7</p> <p>Compatible Olympus : 271.5 x 7 x 6.5</p>
Conditions environnementales d'utilisation	
Plage de température	30°C – 37°C
Fluide	utilisée sous irrigation saline NaCl 0.9%
Conditions environnementales pour le transport et le stockage	
Plage de température	10-30°C
Humidité	A l'abri dans un endroit sec
Compatibilité	
Générateur	Compatible avec LNM unité MCB / OPTIMA/SEAL
Poignée	Voir la fiche technique des poignées FRONT LOAD

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
 Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
 RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

<i>Codes (Ref)</i>	<i>Description</i>
VFU0 Anse de résection bipolaire à usage unique 30°, fil Ø0.38mm (boucle super épaisse) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr) Compatible STORZ	
VFU00 Anse de résection bipolaire à usage unique 30°, fil Ø0.38mm (boucle super épaisse) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr) Compatible Olympus	
VFU01 Anse de résection bipolaire à usage unique, fil Ø0.38mm (boucle épaisse) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr) Compatible STORZ	
VFU010 Anse de résection bipolaire à usage unique, fil Ø0.38mm (boucle épaisse) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr) Compatible Olympus	
VFU1 Anse de résection bipolaire à usage unique 30°, fil Ø0.28mm (boucle fine) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr) Compatible STORZ	

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
 Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
 RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947





<i>Codes (Ref)</i>	<i>Description</i>
VFU10 Anse de résection bipolaire à usage unique 30°, fil Ø0.28mm (boucle fine) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr) Compatible Olympus	
VFU2 Anse de résection bipolaire à usage unique 30°, fil Ø0.38mm (boucle épaisse) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr) Compatible STORZ	
VFU20 Anse de résection bipolaire à usage unique 30°, fil Ø0.38mm (boucle épaisse) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr) Compatible Olympus	
VFU3 Anse de résection bipolaire à usage unique 30°, fil Ø0.38mm (boucle épaisse) Taille : 19Fr (pour résectoscope 22Fr) Compatible STORZ	
VFU4 Electrode couteau à usage unique, fil Ø 0.38mm (épais) Taille : 19Fr (pour résectoscope 22Fr) Compatible STORZ	

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
 Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
 RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

<i>Codes (Ref)</i>	<i>Description</i>
VFUB Electrode boule à usage unique Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr) Ø de la boule : 3mm Compatible STORZ	
VFUBO Electrode boule à usage unique Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr) Ø de la boule : 3mm Compatible OLYMPUS	
VFUN Electrode couteau à usage unique, fil Ø 0.38mm (épais) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr) Compatible STORZ	
VFUNO Electrode couteau à usage unique, fil Ø 0.38mm (épais) Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr) Compatible OLYMPUS	

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
 Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
 RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Codes (Ref)	Description
<p>VFUV</p> <p><i>Electrode à usage unique de vaporisation ;</i></p> <p><i>Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</i></p> <p>\varnothing : 3.05mm</p> <p>Compatible STORZ</p>	
<p>VFUVO</p> <p><i>Electrode à usage unique de vaporisation ;</i></p> <p><i>Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</i></p> <p>\varnothing : 3.05mm</p> <p>Compatible Olympus</p>	
<p>VFU111</p> <p><i>Anse de résection bipolaire à usage unique 30°,</i></p> <p><i>fil \varnothing0.28mm (boucle fine)</i></p> <p><i>Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</i></p> <p>Compatible STORZ</p>	
<p>VFU111O</p> <p><i>Anse de résection bipolaire à usage unique 30°,</i></p> <p><i>fil \varnothing0.28mm (boucle fine)</i></p> <p><i>Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</i></p> <p>Compatible Olympus</p>	

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Codes (Ref)	Description
<p>VFUE</p> <p><i>Electrode bipolaire d'énucleation à usage unique;</i></p> <p><i>Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</i></p> <p>fil Ø0.5mm</p> <p>Compatible STORZ</p>	
<p>VFUEO</p> <p><i>Electrode bipolaire d'énucleation à usage unique;</i></p> <p><i>Taille : 24Fr (pour résectoscope 26Fr)</i></p> <p>fil Ø0.5mm</p> <p>Compatible Olympus</p>	
<p>VFU51</p> <p>Anse de résection bipolaire à usage unique 30°, fil Ø0.28mm (boucle fine)</p> <p>Taille : 5mm (pour résectoscope 16Fr)</p> <p>Compatible STORZ (Optique)</p>	
<p>VFU5N</p> <p>Electrode couteau à usage unique, fil Ø 0.38mm (épais)</p> <p>Taille : 5mm (pour résectoscope 16Fr)</p> <p>Compatible STORZ (Optique)</p>	


LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France
Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com
RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Compatibilité FRONT CH26



Storz CH24/26




Storz 4mm



V12PR10F
V12PR11F



VFU0
VFU01
VFU1
VFU111
VFU2
VFUB
VFUE
VFUN
VFUV



Olympus CH24/26



Olympus 4mm



V12PR30F
V12PR31F



VFU00
VFU010
VFU10
VFU1110
VFU20
VFUBO
VFUEO
VFUNO
VFUVO

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France


Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A



French leader in electrosurgery since 1947

Compatibilité FRONT CH16



LNM CH14,9/15
VX05PR400



Storz 2,9mm



VX05PR10F



VFU51
VFU5N

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Z.A. Les Godets • 3, rue des Petits Ruisseaux • 91370 Verrières-le-Buisson • France

Téléphone : +33 1 69 20 69 69 • Fax : +33 1 60 13 97 47 • info@lamidey-noury.fr • www.lamidey-noury.com

RCS Evry 445 145 105 • Siret 445 145 105 00018 • TVA FR 49445145105 • Code APE 3250A